

M180FR

OPSİYONLAR

Uyarı kodlarının Wi-Fi ile mail gönderilmesi

Dahili SD kart sayesinde

(10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)


Veri yazıcısı (Termal)

Geniş ekran seçeneği

Dış gövde rengi

Logo giydirmeli yan sticker

Dış Ölçüler WxDxH (mm)	517x569x2115
İç Ölçüler WxDxH (mm)	357x363x1410
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	550x647x2200
Net Hacim (L)	175
Brüt Hacim (L)	180
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
İzolasyon Kalınlığı (mm)	80
Çalışma Sıcaklığı	-5 / - 30 °C
Set Edilen Sıcaklık	-25 °C
Voltaaj	220 / 240 V
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	3,5 kWh
Amper (A)	1,35
Yedek Pil Ömrü	72 saat
Soğutucu Akışkan	R290
Dış Gövde Rengi	RAL7047
Raflar / Çekmeceler	6 adet
20" Konteyner Yükleme Adedi	40
40" Konteyner Yükleme Adedi	80
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	80
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	100



Yüksek Kalite Standartları

Yüksek kalite üretim standartlarına sahip Coolermed dondurucular, -25 °C'de set edilebilme özelliği ile en hassas tıbbi ürünlerin güvenle depolanmasını sağlar. M180FR dondurucular, dar mekanlar için uygun boyutları ve kolay hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekleri ile esnek kullanım özelliklerine sahiptir.

